



AGGIORNAMENTO:
17 LUGLIO
2007

Istruzioni per fare l'esame del sangue occulto

1.

Le abbiamo dato un Kit composto da un flaconcino e una busta di plastica. Le chiediamo ora di raccogliere un campione di feci. Per raccogliere le suggeriamo di usare un contenitore pulito e asciutto.



2.

Apra il flaconcino svitando il tappo a vite.



3.

Inserisca la punta del bastoncino in 3-4 punti diversi delle feci, in maniera che solo una piccola quantità di feci rimanga attaccata alla punta del bastoncino.




4.

Metta di nuovo il bastoncino nel flacone.




5.

Chiuda il tappo con una leggera pressione.



6.

Metta il flacone nell'apposita bustina e lo conservi in frigorifero. Lo riconsegna seguendo le indicazioni che le abbiamo dato quando le abbiamo consegnato il flaconcino.



Le ricordiamo che:

- ◆ Prima di fare l'esame può mangiare come al solito.
- ◆ Può fare l'esame quando le sono passate le mestruazioni da almeno 5 giorni.
- ◆ Se vuole ulteriori informazioni telefoni al numero indicato nella lettera di invito allo screening.